


BEFORE



・介助中に外したベッド柵の置き場、以前はベッドや壁に立てかけていました。立てかけるだけでは不安定で、よく倒れたりするので、床置きにすることもありました。

・呼吸器やモニター等の医療機器のためのコンセントタップ。裏側にあるマグネットで着くからと下部のフレーム部分に設置していました。



AFTER



・ベッド柵に滑り止めシートを両面テープで巻くことで、安定して倒れなくなりました！ 屈んでベッド柵をとることが無くなりました。

・コンセントタップを結束バンドで止めることで、高い位置に設置できて配線がスムーズに！ 床走行式のリフトが使いやすくなりました。

